

Computador ligado à Internet – Dynamis aberto na tela principal.

Preparação do paciente: Coloque os eletrodos periféricos, respeitando as cores, e os precordiais nos pontos certos de V1 a V6. Utilize apenas álcool para umedecer, não use Gel de ECG.

1. Clique em  "Novo Eletrocardiograma".

2. Em seguida, clique no primeiro ícone do lado direito  "Editar dados do paciente".

3. Clique em "Novo paciente".

4. Preencha os seguintes campos: Nome, Sobrenome, Nascimento e Sexo. Logo após, clique em Anamnese e depois em Gravar.

5. Clique no ícone  "Registrar Sinal" para registrar o ECG após o traçado estar estabilizado.

6. Após registrar, clique no botão  "Pare". Irá aparecer uma mensagem perguntando se "Deseja interromper o exame", clique em sim.

7. Agora vamos clicar no ícone  "Comentário do Registro" e vamos digitar de forma resumida a anamnese e o motivo pelo qual o paciente está realizando o exame.

8. Vamos imprimir o exame clicando na impressora  .

9. Clique no ícone  para voltar à tela principal do programa.

10. Agora vamos exportar o exame clicando no ícone  "Gerar PDF do exame" e logo após em salvar.

11. Para finalizar, iremos fechar o exame realizado clicando no  "X" da janela.

» Cadastrar exame:

1. Clicar no formulário do sistema, que deverá estar no rodapé da tela, caso não esteja, abrir o ícone Sistema na área de trabalho ou acessar o site para envio de laudos (www.centraldelaudo.com.br/telemedicina-laudo). Digitar o login e senha da Unidade.

2. Clicar em novo - Preencher o nome do paciente, a data de nascimento e o sexo.

3. Clicar em Adicionar Exame (abrirá uma pasta com os nomes dos pacientes exportados pelo Dynamis)

4. Clicar duas vezes no traçado do paciente que será enviado

5. Clicar em Enviar Exame

6. Conferir se os dados do paciente foram cadastrados corretamente, verificar se o exame anexado é do paciente que foi cadastrado.

7. Clicar em Salvar

» Imprimir o laudo

1. Clicar em consultar exames

2. Procurar o nome do paciente

3. Clicar no quadradinho vermelho (pdf) - Clicar em Abrir - Imprimir